

SonoDrop 2 ..Applications multiples...



Adapté pour le milieu hospitalier, cabinet médical ou utilisation à domicile. Idéal pour la prévention, allègement ou encore thérapie des troubles respiratoires.

Champs d'application : Pneumonie, Pharyngite, Bronchite aiguë, Bronchite chronique, Asthme, Trachéite, Laryngite, Déshydratation des muqueuses et autres affections des voies respiratoires.

- ❖ Humidificateur intégré
- ❖ Application continue de 8 heures possible
- ❖ Hygiénique
- ❖ Utilisation simple et rapide

Avantages ..

- Système d'eau stérile
- Aérosol chauffant
- Installation rapide et facile
- Préparation d'un système hygiénique (pièces réutilisables pouvant passer en autoclave)
- Silencieux

Spécifications techniques

| | |
|------------------------------|---|
| Taille des particules | 1 à 12 µm |
| Débit aérosol | 2.5 l/min |
| Fréquence d'oscillation | 1.65 MHz |
| Température aérosol | Jusqu'à 37°C |
| Dimensions H X l X P (cm) | 14.0 X 22.0 X 30.0 |
| Poids SonoDrop2 seul | 3.5 / 6 kg (selon configuration) |
| Poids avec pied roulant (kg) | 13 kg |
| Alimentation électrique | 230 VAC / 50 Hz |
| Température d'utilisation | + 15°C à 40°C (entre 30 & 70% d'humidité) |
| Humidité | De 0 à max 95% |
| Conditions de stockage | De 0°C 65°C |
| Classe | Ib |
| Marquage CE | CE 0123 |



Version SonoDrop 2



Version SonoDrop 2 Plus

Le SonoDrop 2Plus est doté d'un écran digital permettant d'établir des programmations de traitement pendant une durée déterminée.

| Désignation | Basic | Standard | Cold | Warm |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| SonoDrop 2 | M 55101-11 | M 55101-09 | M 55101-10 | M 55101-12 |
| SonoDrop 2 Plus | M 55102-08 | M 55102-09 | | M 55102-07 |

| Référence | Désignation | Unité de vente |
|-------------------------------------|---|----------------|
| ACCESSOIRES | | |
| M 50050-03000 | Tuyau 100% silicone 40 cm autoclave | 1 |
| M 50050-02900 | Tuyau 100% silicone 100 cm autoclave | 1 |
| M 50050-42900 | Tuyau 100% silicone 100 cm autoclave chauffant | 1 |
| M 50050-05700 | Tuyau usage unique bobine de 50 mètres | 1 |
| M 50050-00500 | Support bouteille 1000 ml pour Isapak | 1 |
| M 55250-00 | Bras support tuyau patient | 1 |
| M50050-09100 | Clips tuyau (kit de 3) | 1 |
| M 50050-09700 | Pied roulant en inox (5 roulettes/2 blocages) | 1 |
| M 50050-09800 | Support Sonodrop 2 pour pied roulant | 1 |
| M 50050-10100 | Support chromé Sonodrop 2 | 1 |
| M 55400-00 | Support mural | 1 |
| M 50050-33100 | Attache support mural | 1 |
| PIECES DETACHEES | | |
| M 50050-01600 | Régulateur pour réglage débit d'air | 1 |
| M 50050-02800 | Filtre bactérien | 1 |
| M 50050-09300 | Filtre entrée d'air (pack de 5) | 1 |
| M 80010-07200 | Câble d'alimentation | 1 |
| M 50050-33000 | Pièce de fixation bras support tuyau | 1 |
| M50050-43300 | Cuve ultrasonique pour Sonodrop 2 avec quartz | 1 |
| M 50050-02300 | Chambre aérosol Isapack | 1 |
| M 50050-00 | Adaptateur Isapack | 1 |
| M 50050-08400 | Bouchon de protection – permet de conserver la chambre d'aérosol stérile (100% silicone autoclave) | 1 |
| SYSTEMES EAU STERILE ISAPACK | | |
| M50050-07200 | CombiKit comprenant : 6 x bouteilles eau stérile Isapack, 1 chambre d'aérosol Isapack, 1 adaptateur Isapack, 1 filtre bactérien | 1 |
| M 55200-00 | Set comprenant : 1 bouteille eau stérile Isapack, 1 chambre d'aérosol Isapack, 1 adaptateur Isapack | 1 |
| M 50050-02 | Système H Eau stérile 1000 ml | 1 |